



## LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA EYE WASH STATION LAUE Oeil D'URGENCE AUGENSPULSTATION LAUADO OCULAR D'EMERGENCIA

**DROP** contiene il necessario per un efficace primo lavaggio oculare d'emergenza.

**DROP** è in materiale termoformato con coperchio trasparente. È applicabile a parete e viene fornito corredata di viti con tasselli.

**DROP** contains the necessary items for an efficient First Emergency eye wash. **DROP** is thermo-formed, has a transparent lid. Can be easily wall-mounted with screws and plugs, supplied in the kit.

**DROP** contient le nécessaire pour un efficace premier lavage d'urgence des yeux. **DROP** est thermoformé avec un couvercle transparent. Facilement applicable au mur par vis et chevilles, fournis avec le Kit.

**DROP** enthält die notwendigen Einzelteile für eine leistungsfähige erste Auge spülung. **DROP** hat einen Klarsichtdeckel warmgeformt. Kann mit den Schrauben und den Steckern an der Wand eichtbefestigt werden (Mitgeliefert im Installationssatz).

**DROP** contiene lo necesario por un eficaz primer lavado ocular d'emergencia. **DROP** está hecho de material termomoldeado con tapa transparente. Es colgable a la pared y es provisto equipado de vides y tacos.

### Contenuto:

- 2 Flaconi di soluzione salina sterile da ml 500
- 2 Docette oculari integrate
- 1 Specchietto

### Contents:

- 2 Sterile Saline Solution of 500 ml
- 2 Integrated Eye cups
- 1 Mirror

### Inhalt:

- 2 Augenspülflaschen mit 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%)
- 2 Ergonomisch geformte Augenschale mit integrierten Dusche
- 1 Spiegel

### Modalità di utilizzo:

Per aprire **DROP** è sufficiente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso. Estrarre il flacone e ruotare il tappo. In questo modo si rompe il sigillo ed il flacone è pronto all'uso.

Il tappo anatomico consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo un efficace lavaggio oculare senza sprechi.

A fine intervento, lo specchietto montato nella stazione può essere un utile accessorio per fare una prima valutazione dei danni.

### Instructions:

To open **DROP** pull lightly the transparent lid and let it fall downward.

Take out one of the bottles, twist the Eye Cup cap, the security seal will break enabling you to use the solution.

The anatomic Eye Cup allows to direct the solution jet correctly, obtaining an efficient eye wash without any waste.

After washing your Eye, the mirror can be useful to find out the eventual damages occurred.

### Mode d'usage:

Pour accéder aux flacons, il est nécessaire de pousser légèrement le couvercle du **DROP** vers le bas et le laisser tomber.

Extraire le flacon et en tournant le bouchon le cachez déchiré. Le flacon est prêt pour l'utilisation. Le bouchon anatomique permet de diriger le flux de la solution sans perte vers l'œil en question. Après l'intervention, le petit miroir qui est en dotazione permet de faire une première estimation des dégâts subis.

### Gebrauchsanweisung:

Um **DROP** zu öffnen drücken Sie den Deckel leicht nach unten und lässt ihm herunter fallen.

Nehmen Sie eine der Flaschen heraus, durch das drehen von die Auge Schale bricht die Sicherheit von die Flasche und gibt die Möglichkeit die Lösung zu benutzen.

Die anatomische Auge Schale Erlaub es die Lösung Strahl richtig zu verweisen ohne irgend eine Vergeudung.

Nach das Waschen Ihren Auges, kann der Spiegel nützlich sein die Beschädigungen herauszufinden.

### Modalidad de empleo:

Para abrir **DROP** es suficiente tirar ligeramente la tapa dejándolo caer hacia abajo. Extraer el frasco y girar el tapón.

De este modo se rompe el sello y el frasco está listo al empleo. El tapón anatómico permite dirigir de modo preciso el chorro consiguiendo un eficaz lavado ocular sin derroches.

A fin intervención, el espejo montado en la estación puede ser un útil accesorio para hacer una primera valoración de los daños.



# DROP



- ① Specchietto
- ② Doccetta oculare
- ③ Flacone soluzione oculare
- ④ Istruzioni d'uso
- ⑤ Parte frontale



- ① Mirror
- ② Eye cup
- ③ Sterile saline solution
- ④ Instructions
- ⑤ Crystal lid



- ① Miroir
- ② Bouchon oculaire
- ③ Solution saline stérile
- ④ Mode d'emploi
- ⑤ Couvercle



- ① Kleine Spiegel
- ② Auge Schale
- ③ Natriumchloridlösung
- ④ Gebrauchsanweisung
- ⑤ Deckel



- ① Espejo
- ② Tapon ocular
- ③ Solucion estéril salina
- ④ Instrucciones
- ⑤ Tapa



codice /code: CPS202

Peso/Weight/Poids/Gewicht/Peso: Kg 1,5

Dimensioni/Sizes/Dimensions/Dimension/Dimensiones:  
mm 410 x 320 x 75

MADE IN ITALY

info@pvs-spa.it www.pvs-spa.it

