

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

HEINE

Διαγνωστικά Όργανα



▪ Σχετικά με τη HEINE

Η φροντίδα για το κοινό όργανο.



- Ιδρύθηκε το 1946. Η HEINE είναι μία ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση, η οποία λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πελάτες, και όχι ένα διοικητικό συμβούλιο.
- Η HEINE είναι τώρα υπό την καθοδήγηση της 3^{ης} γενιάς οικογενειακής διαχείρισης.
- Όλα τα προϊόντα μας είναι χειροποίητα συναρμολογημένα στη Γερμανία αξιοποιώντας τα καλύτερα γερμανικά οπτικά εξαρτήματα.
- Κάθετα ολοκληρωμένη κατασκευή. Έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε βήμα του βασικού πυρήνα της παραγωγής. Πάνω από το 90% των εξαρτημάτων των προϊόντων μας κατασκευάζονται από εμάς.
- Η HEINE Βόρειας Αμερικής ιδρύθηκε το 1991. Εξυπηρέτηση και υποστήριξη καθ' όλη τη σταδιοδρομία σας.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ Σχετικά με τη HEINE

Η φροντίδα για το κοινό όργανο.



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

- Στόχος μας δεν ήταν ποτέ να είμαστε οι μεγαλύτεροι, αλλά οι καλύτεροι.
- Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν περισσότερα στο χρήστη – τόσο όσον αφορά τις επιδόσεις, καθώς και τη μακροζωία.
- Χωρίς να συμβιβάζομαστε ποτέ στο σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων μας, προσφέρουμε στους φοιτητές μία εναλλακτική ποιοτική επιλογή στα διαγνωστικά τους όργανα.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ HEINE Διαγνωστικά Όργανα

Η παρουσίαση του σήμερα.



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

- Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά διαγνωστικά όργανα:
- Διαγνωστικά Σετ / Πιεσόμετρα / Στηθοσκόπια.
- Αυτά είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι των προϊόντων που θα χρειαστείτε καθ' όλη τη σταδιοδρομία σας.
- Τα προϊόντα και οι εγγυήσεις της HEINE είναι σχεδιασμένα για να σας προσφέρουν διαγνωστικά οφέλη και σιγουριά καθ' όλη τη σταδιοδρομία σας.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

HEINE Διαγνωστικά Σετ

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



Τι περιλαμβάνει ένα Διαγνωστικό Σετ

- ❖ Λαβή για τα Όργανά σας
- ❖ Οφθαλμοσκόπιο για να εξετάζετε το οπίσθιο μέρος του οφθαλμού
- ❖ Ωτοσκόπιο για να εξετάζετε το αυτί (και το λάρυγγα αν χρειάζεται)
- ❖ Χωνάκια Ωτοσκοπίου Πολλαπλών Χρήσεων – 4 διαφορετικά μεγέθη
- ❖ Χωνάκια Ωτοσκοπίου Μιας Χρήσης – Για Ενήλικες και Παιδιατρικά
- ❖ Σκληρή Θήκη προστασίας

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ BETA 200 Series Κεφαλές Οργάνων

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



HEINE Σειρές Οργάνων

- Διαγνωστικά Όργανα 3 Επιπέδων:
 - BETA – Κορυφαία υλικά και τεχνολογία.
 - K180 – Πρότυπα χαρακτηριστικά και εξαιρετική ποιότητα.
 - mini3000 – Σε μέγεθος τσέπης, οικονομικό, και πλήρως αποτελεσματικό σύστημα.
- Ανεξάρτητα από τις τρέχουσες ή τις μελλοντικές ανάγκες σας, έχουμε ένα επίπεδο οργάνων, το οποίο θα ανταποκρίνεται ή θα ξεπερνά τις προσδοκίες.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ BETA 200 Σειρά Οργάνων

Άμεσο Οφθαλμοσκόπιο.



Τα Άμεσα Οφθαλμοσκόπια αντιπροσωπεύουν το πρότυπο της φροντίδας στις γενικές οφθαλμολογικές εξετάσεις.

Το BETA 200 είναι το αποτελεσματικότερο διαγνωστικό όργανο στην αγορά με την καλύτερη κατασκευή.

- 100% εγγύηση αντοχής στη σκόνη – ευκρινείς, καθαρές εικόνες για όλη τη διάρκεια ζωής, χωρίς δαπανηρή συντήρηση.
- Το οπτικό σύστημα αποκλειστικής διαχείρισης του έντονου φωτισμού διευκολύνει τη μάθηση, και παρέχει πλήρη εξέταση του οπίσθιου μέρους του οφθαλμού.
- Το μόνο σύστημα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αντανάκλασης, καθώς επίσης και για τη θεραπεία των συμπτωμάτων.


HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

ΒΕΤΑ 200 Σειρά Οργάνων

Άμεσο Οφθαλμοσκόπιο.



Πρωτότυπο Ασφαιρικό Οπτικό Σύστημα



Ανακατευθύνει την Αντανάκλαση Χωρίς Θάμπωμα της Εικόνας

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ BETA 200 Σειρά Οργάνων

Άμεσο Οφθαλμοσκόπιο.



- Η μεγέθυνση έως 15X magnification παρέχει εξαιρετική λεπτομέρεια και ανάλυση.
- Πλήρες πλαίσιο αλουμινίου παρέχει την πιο ανθεκτική βάση για οποιοδήποτε πεδίο εφαρμογής στην αγορά.
- Πλήρης σειρά διαφραγμάτων και φίλτρων για να διευκολύνει οποιαδήποτε κατάσταση εξέτασης.
- Κυρίαρχο στην αγορά στο πεδίο της Οπτομετρίας λόγω της ευκολίας στη χρήση του, των εικόνων ιδιαίτερα υψηλής ανάλυσης, και της αντοχής του.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ BETA 200 Σειρά Οργάνων

Ωτοσκόπιο Οπτικής Ύψας.



- Πλήρως Μεταλλική Κατασκευή – Το πιο ανθεκτικό, συμπαγές κατασκευής Ωτοσκόπιο που διατίθεται στην αγορά.
- Φοτεινός, χωρίς σκιές Φωτισμός Οπτικής Ύψας
- Ανθεκτικός στις γρατσουνιές φακός οπτικής ποιότητας Κρυστάλλου για ευκρινείς, υψηλής ανάλυσης εξετάσεις
- 3X Μεγέθυνση για εξαιρετική λεπτομέρεια
- Ο μεγεθυντικός φακός είναι συνδεδεμένος για ασφάλεια, αλλά περιστρέφεται για να διευκολύνει τη χρήση του οργάνου.
- ΔΩΡΕΑΝ Χωνάκια Μιας Χρήσης ενώ είστε φοιτητής

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ BETA 200 Instruments

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



Η φιλοσοφία μας «Χωρίς Συμβιβασμούς» δεν είναι μια διαφημιστική εκστρατεία. Είναι μια δήλωση της δέσμευσής μας να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά που μπορούμε να βρούμε χωρίς να συμβιβάζομαστε στο σχεδιασμό ή την ποιότητα κατασκευής.

Υποστηρίζουμε αυτή τη φιλοσοφία και δεσμευόμαστε να την τηρούμε.



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ BETA 200 Όργανα

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



- Η Εγγύησή σας ως Φοιτητής καλύπτει πλήρως το προϊόν σας ενώ είστε στη σχολή, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων και των μπαταριών.
- Η εγγύηση συντήρησής μας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής σας καλύπτει μετά την αποφοίτησή σας. Με το BETA όργανό σας, δε θα χρειαστεί ποτέ να πληρώσετε για συντήρηση ή επισκευή κάθε είδους. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι ανταλλακτικοί λαμπτήρες.
- Θα επισκευάζουμε ή θα αντικαθιστούμε το BETA Οφθαλμοσκόπιο ή το BETA Ωτοσκόπιό σας - χωρίς ερωτήσεις, χωρίς χρεώσεις, χωρίς συμβιβασμούς.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ K180 Σειρά Οργάνων

Άμεσο Οφθαλμοσκόπιο.



- ❖ Οπτικό σύστημα HEINE υψηλής ανάλυσης για την ευκρινή εξέταση του οπίσθιου μέρους του οφθαλμού.
- ❖ Ανθεκτικός στη σκόνη σχεδιασμός για ευκρινείς, καθαρές εξετάσεις καθ' όλη τη διάρκεια ζωής.
- ❖ Συμβατικό οπτικό σύστημα που χρησιμοποιεί τις ίδιες οπτικές αρχές των άλλων πρότυπων Οφθαλμοσκοπίων
- ❖ Επιλογή διαφραγμάτων και φίλτρων σύμφωνη με τα άλλα πρότυπα Οφθαλμοσκοπία

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ K180 Σειρά Οργάνων

Ωτοσκόπιο Οπτικής Ύψας.



- Σχεδιασμός Πολυκαρβονικής κεφαλής ενός τεμαχίου – χωρίς ραφές ή αδύνατα σημεία. Στερεό και ανθεκτικό στα χτυπήματα.
- Φωτεινός, χωρίς σκιές Φωτισμός Οπτικής Ύψας
- Ακρυλικός φακός ανθεκτικός στις γρατσουνιές για ευκρινείς, υψηλής ανάλυσης εξετάσεις
- 3X Μεγέθυνση για εξαιρετική λεπτομέρεια
- Ο μεγεθυντής είναι συνδεδεμένος, αλλά περιστρέφεται για να διευκολύνει τη χρήση του οργάνου.
- Θύρα Εμφύσησης.
- ΔΩΡΕΑΝ Χωνάκια Μιας Χρήσης ενώ είστε φοιτητής

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

mini 3000 Σειρά Οργάνων

Compact Όργανα Τέλεια για το Περιβάλλον της Σχολής.



ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.

Το μεγαλύτερο δε σημαίνει πάντα το καλύτερο.

Στην περίπτωση της σειράς mini3000 series, ο μοναδικός σχεδιασμός και τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά εξάισιας ποιότητας.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

❖ mini 3000 Σειρά Οργάνων

mini 3000 Άμεσο Οφθαλμοσκόπιο



mini 3000 Άμεσο Οφθαλμοσκόπιο

- ❖ Οπτικό σύστημα HEINE υψηλής ανάλυσης για ευκρινείς εξετάσεις του οπίσθιου μέρους του οφθαλμού.
- ❖ Εμπλουτισμένη Τεχνολογία XHL Xenon Αλογόνου. Εστιασμένος λευκός φωτισμός για τέλεια φωτεινότητα και ευκρινή εικόνα.
- ❖ 5 διαφορετικά διαφράγματα. Ένα απόλυτα λειτουργικό όργανο που αστερίσκο προσήλωσης.
- ❖ Φακοί εστίασης πλήρους εύρους

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

■ mini 3000 Σειρά Οργάνων

mini 3000 Ωτοσκόπιο Οπτικής Ύψας



mini 3000 Ωτοσκόπιο Οπτικής Ύψας

- Σχεδιασμός Πολυκαρβονικής κεφαλής ενός τεμαχίου – χωρίς ραφές ή αδύνατα σημεία. Στερεό και ανθεκτικό στα χτυπήματα.
- Φωτεινός, χωρίς σκιές Φωτισμός Οπτικής Ύψας
- 3X Ακρυλικός φακός ανθεκτικός στις γρατσουνιές για ευκρινείς, υψηλής ανάλυσης εξετάσεις
- Ο μεγεθυντής είναι συνδεδεμένος, αλλά περιστρέφεται για να διευκολύνει τη χρήση του οργάνου.
- Θύρα Εμφύσησης
- ΔΩΡΕΑΝ Χωνάκια Μιας Χρήσης ενώ είστε φοιτητής

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

HEINE Universal Σύστημα Λαβής

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



Η HEINE προσφέρει το περισσότερο ευέλικτο και λειτουργικό σύστημα λαβής στην αγορά.



HEINE Universal Σύστημα Λαβής

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΜΙΑ ΛΑΒΗ

- Όταν σκέφτεστε την άνεση – σκεφτείτε τη λειτουργία του Οργάνου, και όχι πώς αισθάνεστε τη λαβή στο χέρι σας.
- Μπορείτε να κρατάτε μία λαβή και να χειρίζεστε το όργανό σας.
- Οι εξετάσεις δεν αποτελούν μακροχρόνιες διαδικασίες. Η εργονομική και ακριβής λειτουργία είναι το σημαντικότερο πράγμα.
- Η HEINE προσφέρει 2 επιλογές μπαταρίας – Λιθίου και Ni-MH.
- Οι λαβές μας εναλλάσσονται ανάμεσα στις επιλογές φόρτισης και τροφοδοσίας γρήγορα, και οικονομικά.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

HEINE Universal Σύστημα Λαβής

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



HEINE απόλυτη συμβατότητα οργάνου

- Για όλα τα HEINE μεγέθη οργάνων (BETA & K180) έχουν βιομηχανικά πρότυπα συστήματα σύνδεσης ασφάλειας περιστροφής “Twist-Lock”.
- Οι κεφαλές και οι λαβές είναι εναλλασσόμενες με τις άλλες μεγάλες εμπορικές μάρκες.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

HEINE BETA Universal Σύστημα Λαβής

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



Οι λαβές HEINE για όλα τα μεγέθη προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- 3-σε-1 δυνατότητες τροφοδοσίας με ανέξοδη αλλαγή του τμήματος της βάσης:
- Συμβατή για φόρτιση σε επιτοίχιο βύσμα – Standard
- C-Cell λειτουργία μπαταρίας – Standard
- Συμβατή καλή φόρτιση – Προαιρετικά με νέο καπάκι βάσης και φορτιστή

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

HEINE Universal Σύστημα Λαβής

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



Αναβαθμίστε σε έναν Φορτιστή Γραφείου Πριν από την Αποφοίτηση

- Ενώ είστε στη σχολή, είναι εύχρηστα τα επαναφορτιζόμενα συστήματα σε επιτοίχια βύσματα.
- Σε ένα περιβάλλον πρακτικής, τα συστήματα λαβής που βασίζονται σε φορτιστή είναι εύχρηστα και αξιόπιστα.
- Αναβαθμίστε το ΒΕΤΑ ή το Κ180 σετ σας πριν από την αποφοίτηση.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

HEINE Universal Σύστημα Λαβής

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



Αναβαθμίστε σε έναν Επιτοίχιο Φορτιστή Πριν από την Αποφοίτηση

- ❖ Αποκλειστικό σύστημα διαχείρισης μπαταρίας:
 - Καταγράφει τη φόρτιση της μπαταρίας και φορτίζει ανάλογα.
 - Διακόπτει τη φόρτιση όταν έχει επιτευχθεί 100% φόρτιση της μπαταρίας.



- ❖ Φωτιζόμενο παλμικό πλαίσιο όταν οι λαβές φορτίζουν. Σας δίνει μια οπτική ένδειξη της κατάστασης της μπαταρίας.
- ❖ Το πλαίσιο ανάβει σταθερά όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες.


HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Mini 3000 Compact Όργανα Τσέπης

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



- Κλιπ σύνδεσης με αυτόματο διακόπτη απενεργοποίησης λειτουργίας “OFF”
- Το μοναδικό οβάλ σχήμα είναι άνετο και εργονομικό.
- Η τυπική επιλογή τροφοδοσίας είναι μπαταρίες τύπου AA.
- Με προαιρετική επαναφορτιζόμενη μπαταρία και σύστημα φορτιστή.



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY


▪ **GAMMA G Series Πιεσόμετρα Μανομετρικά** ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



- Μεγάλη, εύκολη στην ανάγνωση κλίμακα.
- Μεγάλο πουάρ για εύκολη λαβή και γρήγορο φούσκωμα.
- Latex Free
- Ο αποκλειστικός μηχανισμός διανομής πίεσης εξασφαλίζει βαθμονόμηση και ακρίβεια.
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα.
- Μηχανισμός βαλβίδας ακρίβειας διαφυγής αέρα.
- 2 Μοντέλα για επιλογή: G5 και G7.
 - G5 – ABS Πλαστική Κατασκευή.
 - G7 – Κατασκευή Αλουμινίου.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ **GAMMA Στηθοσκόπια** ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



GAMMA 10

- Διπλό Διάφραγμα Χαλκού-Βηρυλλίου / Τερεφθαλικού Πολυαιθυλενίου.
- Μεμβράνη και κώδωνας από θερμοπλαστικό. Δεν παγώνει τον ασθενή.
- Ρυθμιζόμενος σωλήνας από ανοξείδωτο ατσάλι που χρησιμοποιεί και τα 2 αυτιά με μαλακά άκρα σιλκόνης αυτιού.
- Σχεδιασμός μονού σωλήνα.



GAMMA 20 Καρδιολογικό

- Διπλό Διάφραγμα Χαλκού-Βηρυλλίου / Τερεφθαλικού Πολυαιθυλενίου.
- Ανατομική και ειδικά σταθμισμένη κεφαλή.
- Ρυθμιζόμενος σωλήνας από ανοξείδωτο ατσάλι που χρησιμοποιεί και τα 2 αυτιά με μαλακά άκρα σιλκόνης αυτιού
- Σχεδιασμός διπλού σωλήνα.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

▪ Εγγυήσεις

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.



- Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων – Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το HEINE σετ σας, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός 30-ημερών από την πρώτη χρήση (όχι την ημερομηνία αγοράς).
- Άνευ όρων εγγύηση ενώ είστε φοιτητής ή ασκούμενος. Επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς χρέωση. *Ενώ τα συστήματά μας κατασκευάζονται στη Γερμανία, η συντήρησή τους γίνεται στις Η.Π.Α.
- Προσωπικό πωλήσεων και εξουσιοδοτημένοι διανομείς της HEINE βρίσκονται τακτικά στη σχολή για να εξυπηρετούν και να υποστηρίζουν εσάς και τα όργανά σας.
- ΔΩΡΕΑΝ καθαρισμός καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για το HEINE Beta 200 Οφθαλμοσκόπιό σας, αν τυχόν χρειαστεί ποτέ.
- Εφ' όρου ζωής εγγύηση για ελαττώματα στην κατασκευή.
- Εφεδρικός Εξοπλισμός – Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εφεδρικών προϊόντων σε περίπτωση που ο εξοπλισμός σας χρειαστεί συντήρηση.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

HEINE

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

