



# Gastro Gastrolyzer<sup>TM</sup>

Βοηθώντας στην ανίχνευση γαστρεντερικών διαταραχών.



Βοηθά στην ανίχνευση:

Τροφικές  
δυσανεξίες

Σύνδρομο  
ευερέθιστου  
εντέρου (IBS)

Βακτηριακή  
υπερανάπτυξη  
του λεπτού  
εντέρου (SIBO)

## ΔΩΡΕΑΝ

GastroCHART<sup>TM</sup>  
λογισμικό

Ιδανικό για:

- Γαστρεντερολόγοι
- Διαπολόγοι
- GP's
- Τμήμα ενδοσκόπησης
- Γαστροπαιδιατρική



Δοκιμές πολλαπλών ασθενών



Δημιουργία και αποθήκευση  
στοιχείων ασθενούς



Ενσωματωμένο πρωτόκολλο  
δοκιμών

Gastrolyzer<sup>®</sup>  
[www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)



**MEDICAL.GR**  
Dedicated to Health

e: [mail@medical.gr](mailto:mail@medical.gr)

## Χαρακτηριστικά και οφέλη

- Ολοκλήρωση εύχρηστο περιβάλλον εργασίας
- Υπενθυμίσεις συντήρησης
- Βαθμονόμηση 3 μηνών
- Δημιουργία και αποθήκευση στοιχείων ασθενούς
- Δοκιμές πολλαπλών ασθενών
- Ενσωματωμένα πρωτόκολλα δοκιμών με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης
- Μεγάλη οθόνη αφής
- Τεχνολογία SteriTouch® για αυξημένο έλεγχο των λοιμώξεων
- Έρχεται με το λογισμικό GastroCHART



## Τεχνικές προδιαγραφές

|                                         |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εύρος συκέντρωσης                       | 0-500rpm                                                                                                                     |
| Εμφάνιση                                | Πλήρης έγχρωμη οθόνη αφής                                                                                                    |
| Αρχή ανίχνευσης                         | Ηλεκτροχημικός αισθητήρας                                                                                                    |
| Επαναληψιμότητα                         | <5%                                                                                                                          |
| Ακρίβεια                                | $\pm 3\text{rpm}/10\%$ - όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο*                                                                  |
| Ισχύς                                   | 3 x AA (LR6 ή ισοδύναμο) - έως 1000 λεπτά 1 x CR2032 Κελί πηνίου λιθίου                                                      |
| T <sub>90</sub> χρόνος απόκρισης        | <40 δευτερόλεπτα                                                                                                             |
| Θερμοκρασία λειτουργίας                 | 15-35°C                                                                                                                      |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης/μεταφοράς       | 0-50°C                                                                                                                       |
| Πίεση λειτουργίας/αποθήκευσης/μεταφοράς | Ατμοσφαιρική $\pm 10\%$                                                                                                      |
| Υγρασία λειτουργίας                     | 15-90% χωρίς συμπύκνωση                                                                                                      |
| Υγρασία αποθήκευσης/μεταφοράς           | 0-95%                                                                                                                        |
| Διάρκεια ζωής αισθητήρα                 | 2 χρόνια                                                                                                                     |
| Ευαισθησία αισθητήρα                    | 1rpm                                                                                                                         |
| Ολίσθηση αισθητήρα                      | <2% ανά μήνα                                                                                                                 |
| Διαστάσεις                              | Περίπου 37 x 77 x 140mm                                                                                                      |
| Βάρος                                   | Περίπου 215g (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών)                                                                             |
| Υλικά                                   | Θήκη: μείγμα πολυανθρακικού/ABS<br>Αντιμικροβιακό πρόσθετο SteriTouch® D-piece™: πολυπροπυλένιο SteriBreath™: πολυπροπυλένιο |
| Διασταυρούμενη παρεμβολή CO             | <4%                                                                                                                          |

\* Μετρήσεις >200rpm σε θερμοκρασία μεταξύ 26-35°C μπορούν να μειώσουν την ακρίβεια στο 15%.



Βρετανική τεχνολογία

Bedfont® Scientific Ltd.

Station Road, Harrietsham, Maidstone Kent, ME17 1JA,

Αγγλία

Τηλ: +44 (0)1622 851122, Φαξ: +44 (0)1622 854860

Ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο: ask@bedfont.com

www.bedfont.com

© Bedfont® Scientific Limited 2018 Έτος 7 - Οκτώβριος 2018 Αρ: MKT374

Η Bedfont® Scientific Limited διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να επικαιροποιήσει την παρούσα βιβλιογραφία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εγγεγραμμένη σε: Α: Αγγλία και Ουαλία. Αριθμός μητρώου: 1286798

