

DIE GÜNSTIGEN ALTERNATIVEN
IN BEWÄHRTER **PARI** QUALITÄT

Erhältlich nur in Deutschland in Ihrer Apotheke,
im Sanitätshaus oder im medizinisch-technischen
Fachhandel!



PARI COMPACT
mit PARI LC PLUS® Vernebler,
Mundstück und Kindermaske



PARI COMPACT Junior
mit PARI LC PLUS® Vernebler, BABY Winkel
und PARI BABY Maske Größe 2

NÜTZLICHES FÜR IHREN
PARI COMPACT UND
PARI COMPACT JUNIOR

Das Komplettsset für den jährlichen Austausch:



PARI COMPACT Year Pack
PARI LC PLUS® Vernebler, Mundstück
universell, Anschluss Schlauch und
Filter für PARI Kompressor Typ 052
Bestell-Nr.: 022G5210
PZN: 09285375
Hilfsmittel-Nr.: 14.99.99.1038

Für Babys und Kleinkinder:



PARI Baby Set COMPACT/BASIC
PARI BABY Maske Größe 2 und
BABY Winkel für ca. 1–3 Jahre
Bestell-Nr.: 041G0706
PZN: 09727229



PARI LC PLUS® Baby Vernebler
PARI LC PLUS® Vernebler (Düsenaufsatz rot)
mit BABY Winkel, PARI BABY Maske Größe 2,
Schlauchadapter und Anschluss Schlauch (f/f)
Bestell-Nr.: 022G9215
PZN: 06937127
Hilfsmittel-Nr.: 14.99.99.1038



PARI GmbH
Moosstraße 3, 82319 Starnberg

E-Mail: info@pari.de
Tel. +49 (0)8151 279-0
Fax +49 (0)8151 279-101
Mehr Infos unter: www.pari.com

Für Anregungen und Fragen:
PARI Service Center:
Telefon +49 (0)8151 279-279

052D0000-D-09-2016



PARI COMPACT UND
PARI COMPACT Junior

Atemprobleme sind ab sofort
Familiengeschichte.

www.pari.com

PARI COMPACT

Bewährt in der Therapie von Erkrankungen der unteren Atemwege

- Kompressor in gewohnter PARI Qualität
- Mit bewährtem PARI LC PLUS® Vernebler, Mundstück und Kindermaske
- Einfache Handhabung

PARI COMPACT JUNIOR

Für Babys und Kleinkinder

- Für Kinder bis 3 Jahre geeignet
- Kompressor in gewohnter PARI Qualität
- Mit bewährtem PARI LC PLUS® Vernebler, Mundstück, BABY Winkel und PARI BABY Maske Größe 2
- Einfache Handhabung



PARI COMPACT
mit PARI LC PLUS® Vernebler

Bestell-Nr.: 052G1000
PZN: 03852324
Hilfsmittel-Nr.: 14.24.01.0070

PARI COMPACT Junior
mit PARI LC PLUS® Vernebler, BABY Winkel und PARI BABY Maske Größe 2

Bestell-Nr.: 052G1300
PZN: 04760618
Hilfsmittel-Nr.: 14.24.01.0124

TECHNISCHE DATEN:

Gehäuseabmessungen HxBxT: 10 x 14 x 16 cm
Gewicht: 1,2 kg
Elektrischer Anschluss: 220–240 V~/50 Hz/0,5 A/60 W

PARI COMPACT

Aerosolcharakteristika mit PARI LC PLUS® Vernebler:	
MMD:	3,9 µm
Massenanteil < 5 µm:	64 %
TOR:	418 mg/min

Messung mit dem Malvern Mastersizer X bei 23 °C und 50 % relativer Feuchte.
Vernebeltes Medium:
0,9 % NaCl (5 ml).
Inspiratorischer Fluss 20 l/min.

PARI COMPACT Junior

Aerosolcharakteristika mit PARI LC PLUS® Vernebler:	
MMD:	3,9 µm
Massenanteil < 5 µm:	53 %
TOR:	273 mg/min

Messung mit dem Malvern Mastersizer X bei 23 °C und 50 % relativer Feuchte.
Vernebeltes Medium:
0,9 % NaCl (5 ml).
Inspiratorischer Fluss 20 l/min.

PARI NaCl Inhalationslösung, isoton (NaCl 0,9 %)
Zur Befeuchtung der Atemwege



20 Ampullen à 2,5 ml
NaCl (0,9%)
Bestell-Nr.: 077G0000
PZN: 03109789

60 Ampullen à 2,5 ml
NaCl (0,9%)
Bestell-Nr.: 077G0003
PZN: 00607423

120 Ampullen à 2,5 ml
NaCl (0,9%)
Bestell-Nr.: 077G0006
PZN: 03450382