

SaVer One T[®]

Εκπαιδευτικός ΑΕΑ η νέα γενιά



 **ami.italia**
medical products

το απόλυτο εργαλείο
εκπαίδευσης για όλους τους
υποψήφιους διασώστες



Ενας ρεαλιστικός και οικονομικά προσιτός εκπαιδευτικός ΑΕΑ, που προσομοιάζει ένα πραγματικό ΑΕΑ στην εμφάνιση, τη λειτουργία και τις φωνητικές εντολές. Επικαιροποιούμενος με νέες οδηγίες. Ασφαλής (χωρίς ρεύμα), προσφέρει ρεαλιστική και ευέλικτη εκπαίδευση για όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων με απλές οδηγίες. Σχεδιασμένος για να καλύψει τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτών, για διδασκαλία τόσο των αρχαρίων όσο και των έμπειρων διασωστών.

- Δυναμικός και ευέλικτος
- Εύκολος στη χρήση και ασφαλής
- Σε 2 γλώσσες της αρεσκείας σας
- Ιδιος απλός και έξυπνος στη λειτουργία όπως ο Saver One Semi-Automatic ΑΕΑ
- Προσομοιώνει καρδιακή ανακοπή με 10 προκαθορισμένα σενάρια ενηλίκων και παιδών που ενεργοποιούνται από τηλεχειριστήριο
- Ο μόνος στην προχωρημένη εκπαίδευση παιδιατρικής ΚΑΡΠΑ (αναλογία 15: 2 CV) στο προκεχωρημένο BLS
- Δείκτες ελέγχου LED για ένδειξη “χαμηλής μπαταρίας” και προσομοίωση βλάβης συσκευής



Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου:

Απενεργοποίηση ΑΕΑ
Εναρξη- Διακοπή σεναρίων
Ενταση φωνής
Εναλλαγή Γλώσσας
10 Προκαθορισμένα σενάρια
6 Προσομοιώσεις συμβάντων
4 Διαμορφούμενα σενάρια
(προαιρετικά)



Saver One T AED Trainer

Code: SVT-B0008

Συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς, 2 ζεύγη ηλεκτροδίων, 1 καλώδιο ηλεκτροδίου, 1 τηλεχειριστήριο, 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία, 1 φορτιστή, 1 εγχειρίδιο χρήσης.

Διαστάσεις: εκ. 21,5 Π x 26,5 Β x 7,5 Υ

Βάρος kg. 1,10 με μπαταρία

Μπαταρία: Ni-MH επαναφορτιζόμενη (12V@2Ah) 100 hrs

Φορτιστής: Smart Charger mod.H01440010-XX-D1 Ni-MH/Ni-Cd

Τηλεχειριστήριο: Λειτουργία με 2 AA 1.5V μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Εγγύηση: 1 έτος