







ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ A&D	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ						ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΚΑΡΠΟΥ	
	<a href="#">UA-1020W AFib</a> N EO	<a href="#">UA-767S-W AFib</a> N EO	<a href="#">UA-651SL</a>	<a href="#">UA-651</a>	<a href="#">UA-611</a>	<a href="#">UA-704 AFib</a> N EO	<a href="#">UB-533 AFib</a> N EO	<a href="#">UB-525 AFib</a> N EO
Αυτόματη συμπίεση	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Τριπλή μέτρηση και μέσος όρος 3 μετρήσεων	✓							
Ηλεκτρονική ρύθμιση αυτόματης συμπίεσης	✓							
Αισθητήρας ανίχνευσης σωστής θέσης μέτρησης							✓	
Αποθήκευση μετρήσεων για 2 διαφορετικούς χρήστες							✓	
Μέτρηση με άρρυθμους σφυγμούς	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Δείκτης αρρυθμίας στην οθόνη			✓	✓	✓			
Δείκτης αρρυθμίας/κολπικής μαρμαρυγής στην οθόνη	✓	✓				✓	✓	✓
Συχνότητα εμφάνισης αρρυθμίας/κολπικής μαρμαρυγής στην οθόνη		✓					✓	
Τυχαία κίνηση σώματος στην οθόνη	✓	✓					✓	
Σωστή εφαρμογή περιχειρίδας στην οθόνη	✓	✓					✓	
Δείκτης εκτίμησης αποτελέσματος στην οθόνη	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Universal περιχειρίδα Slim Fit ιδανική για κανονικούς και παχείς βραχίονες	22-42 cm	22-42 cm	23-37 cm					
Προμέτρηση κατά τη συμπίεση	✓	✓	✓	✓	✓			
Μέτρηση κατά τη συμπίεση							✓	✓
Μέτρηση με ένα κουμπί	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Οθόνη 3 γραμμών	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Μνήμες συσκευής	90	60	30	30	30		2x60	60
Ημερομηνία & Ώρα	✓						✓	
Μέσος όρος μνήμης	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Αυτόματο σβήσιμο μετά από 1 λεπτό αναμονής	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Διεθνές πρωτόκολλο κλινικής αξιολόγησης	↓BHS					↓BHS		
Μετασχηματιστής 220V προαιρετικός (extra)	✓	✓	✓	✓				