

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ PRIMACARE USA



Υψηλής ποιότητας και ακουστικής μηχανικό πιεσόμετρο, με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο και πιστοποίηση της FDA

- Περιχειρίδα με δακτύλιο D-ring για την εύκολη τοποθέτησή της στο βραχίονα από τον ίδιο τον χρήστη
- Πρωτότυπο και εύκολο σύστημα ρύθμισης της ακρίβειας (μηδενισμός βελόνας) από τον ίδιο τον χρήστη, σε περίπτωση απορύθμισης του μανομέτρου.
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της E.E. (CE marked) και της FDA
- Μαλακή θήκη μεταφοράς
- Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών