

Ρύγχος συσκευής πλύσης αυτιών OtoClear®

Το σύστημα πλύσης αυτιών OtoClear® της Bionix επιτρέπει στους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης να χρησιμοποιούν ένα μαλακό, κωνικό, τριπλής ροής ρύγχος που εξαλείφει την ταλαιπωρία, βελτιώνει την ασφάλεια του ασθενούς και είναι συμβατό με ποικιλία συσκευών παροχής έτσι ώστε να εξατομικεύεται με βάση τις ανάγκες κάθε χώρου.



ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το παραδοσιακό σύστημα πλύσης ψεκάζει νερό απευθείας στον ακουστικό πόρο, το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο και να εγκυμονεί τον κίνδυνο πρόκλησης διάτρησης του ακουστικού τυμπάνου.

ΛΥΣΗ


Τα ρύγχη του συστήματος πλύσης αυτιών OtoClear® κατευθύνουν το νερό προς το τοίχωμα του ακουστικού πόρου, με τρεις διαφορετικές ροές, αντί να ψεκάζουν απευθείας στην τυμπανική μεμβράνη. Το ρύγχος έχει επίσης σχεδιαστεί με μαλακό, εύκαμπτο υλικό για την άνεση του ασθενούς και κωνικό σχήμα για να προλαμβάνεται το πιτσίλισμα και η υπερβολική εισαγωγή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μια καθαρή και ασφαλής διαδικασία που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την εμπειρία του ασθενούς.

“Το ιατρείο μας είναι πολύ ικανοποιημένο με τα μαλακά ρύγχη (OtoClear). Κάνουν τον χειρισμό του ακουστικού πόρου ευκολότερο και πιο ευχάριστο για τον ασθενή.”

- Laura Griffith, MA



Rx ONLY

ΤΑ ΡΥΓΧΗ ΟΤΟCLEAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net



Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd. Toledo, OH, 43612, U.S.A.
Phone: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ρύγχος συσκευής πλύσης αυτιών OtoClear®

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Κιτ OtoClear SprayWash

- Χειροκίνητη, διακεκομμένη πλύση.
- Παρέχει μεγαλύτερο όγκο σε σχέση με τις σύριγγες ή άλλες χειροκίνητες συσκευές.
- Αποτελεσματικός σχεδιασμός που επιτρέπει διαδικασία με τα δύο χέρια.
- Όγκος φιάλης 500 ml.

#7290 - 1 φιάλη σπρέι νερού, 20 ρύγχη OtoClear, 1 λεκάνη αυτιού

#7295 - 1 φιάλη σπρέι νερού, 5 ρύγχη OtoClear, 1 λεκάνη αυτιού



Κιτ OtoClear Aquabot®

- Παρέχει μεγαλύτερο όγκο σε σχέση με τις σύριγγες ή άλλες χειροκίνητες συσκευές.
- Αποτελεσματικός σχεδιασμός που επιτρέπει διαδικασία με τα δύο χέρια.
- Παρέχει συνεχή ροή χωρίς χειροκίνητη άντληση.
- Όγκος φιάλης 650 ml.

#7270 - 1 φιάλη Aquabot®, 20 ρύγχη OtoClear, 1 λεκάνη αυτιού

#7275 - 1 φιάλη Aquabot®, 5 ρύγχη OtoClear, 1 λεκάνη αυτιού



Ρύγχη συσκευής πλύσης αυτιών OtoClear

- Κατευθύνουν το νερό προς το τοίχωμα του ακουστικού πόρου, με τρεις διαφορετικές ροές, αντί να ψεκάζουν απευθείας στην τυμπανική μεμβράνη.
- Το κωνικό σχήμα προλαμβάνει το πιτσίλισμα και την υπερβολική εισαγωγή.

#7200 - Ρύγχη συσκευής πλύσης αυτιών OtoClear (40/συσσκευασία)

#7202 - Ρύγχη συσκευής πλύσης αυτιών OtoClear (20/συσσκευασία)

Ρύγχος OtoClear, Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ # 6,706,023.

Το Aquabot® είναι σήμα κατατεθέν της Lunatech®, που χρησιμοποιείται με άδεια της Lunatech®, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

800.551.7096 · www.bionix.com