

MIO-CARE PRO

Το Mio-Care Pro είναι η ιδανική συσκευή ηλεκτροθεραπείας για θεραπεία πόνου και μυϊκή διέγερση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Συνδυασμένη μονάδα ηλεκτροθεραπείας με 2 ανεξάρτητα κανάλια
- ✓ Αντισταθμισμένο διφασικό τετραγωνικό κύμα: τρέχουσα προσότητα από τον θετικό πόλο στον αρνητικό είναι σταθερή για να αποφευχθεί επικίνδυνη θερμική επίδραση της πόλωσης
- ✓ Προγράμματα TENS - NEMS - BEAUTY
- ✓ 13 δωρεάν αναμνήσεις TENS - NEMS
- ✓ Ψηφιακό εύχρηστο πληκτρολόγιο
- ✓ Υπολειπόμενος χρόνος θεραπείας και οδηγίες προγραμμάτων
- ✓ εμφανίζεται στην οθόνη γραφικών
- ✓ Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία (αφαιρούμενη)
- ✓ Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό
- ✓ Μέγιστη ένταση 200 mApp

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IIa

Το MIO-CARE PRO είναι μια ιατρική συσκευή CE0068



SIGMA MEDICAL

Dedicated to Health

KIT

- ✓ Mio-Care Pro
- ✓ Ηλεκτροθεραπεία TENS και NEMS με οθόνη γραφικών
- ✓ 2 καλώδια σύνδεσης με διαχωριστές (8 ηλεκτρόδια σύνδεση)
- ✓ Ηλεκτρόδια προ-γκέλινης κόλλας
- ✓ Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-Mh με νέα LL τεχνολογία (μεγάλης διάρκειας)
- ✓ Φορτιστής μπαταρίας
- ✓ Κλιπ ζώνης
- ✓ Εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο θέσεων ηλεκτροδίων Τσάντα μεταφοράς

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

114 X 68 X 26 mm

MIO-CARE PRO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΚΑΔΩΝ 21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ NEMS

- Συμβατικά δεκάκια (γρήγορα) Προθέρμανση
- Ενδορφινικές δεκάδες (καθυστερημένες) Αντίσταση - άνω άκρα και κορμός
- Δεκάδες στις μέγιστες τιμές Αντίσταση - κάτω άκρα
- Αντιφλεγμονώδες Αντοχή - άνω άκρα και κορμός
- Πόνος στον αυχένα / αυχενογενής Αντοχή - κάτω άκρα πονοκέφαλος
- Οσφυαλγία/οσφυαλγία Βασική δύναμη - άνω άκρα και κορμός
- Διαστρέμματα/μελανιές Βασική δύναμη - κάτω άκρα
- Αγγείωση Γρήγορη δύναμη - άνω άκρα και κορμός
- Μυοχαλαρωτικό Γρήγορη δύναμη - κάτω άκρα
- Πόνος στο χέρι και τον καρπό Εκρηκτική δύναμη - άνω άκρα και κορμός
- Πελματιαία διέγερση Εκρηκτική δύναμη - κάτω άκρα
- Επικονδυλίτιδα Βαθύς τριχοειδής σχηματισμός
- Eritroclea Μυϊκή αποκατάσταση
- Περιαρθρίτιδα Αγωνιστής-ανταγωνιστής
- Διαδοχικές τονικές συσπάσεις άνω άκρων και κορμού

13 ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ

- 5 δωρεάν αναμνήσεις TENS 7
- δωρεάν αναμνήσεις NEMS
- 1 μπαταρία TEST

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

- Προθέρμανση
- Σύσφιξη - άνω άκρα και κορμός
- Σύσφιξη - κάτω άκρα
- Τονισμός - άνω άκρα και κορμός
- Τονισμός - κάτω άκρα
- Ορισμός - άνω άκρα και κορμός
- Ορισμός - κάτω άκρα
- Μοντελοποίηση
- Microlifting
- Λιπόλυση - κοιλιά
- Λιπόλυση - μηροί
- Λιπόλυση - γλουτέι και ισχία
- Λιπόλυση - όπλα
- Ελαστικότητα των ιστών
- Capillarization
- Βαρύτητα στα πόδια

Διαδοχικές τονικές συσπάσεις
κάτω άκρων

Διαδοχικές φασικές συσπάσεις
άνω άκρων και κορμού

Διαδοχικές φασικές συσπάσεις
κάτω άκρων

Μυοχαλαρωτικό

Βαθύ μασάζ

EMS