

seca 285

Ασύρματος σταθμός μέτρησης για το ύψος και το βάρος

EMR-ολοκληρωμένο
κύκλωμα



- Ασύρματη τεχνολογία seca 360° με δυνατότητα δικτύου.
- Γραμμή Frankfurt για ακριβή τοποθέτηση της κεφαλής.
- Λεπτομερής διαβάθμιση 50-gram και υψηλή ικανότητα έως 300 kg.
- Μεγάλο εύρος μέτρησης ύψους από 30 έως 220 cm.
- Αυτόματος υπολογισμός BMI.
- Η πολυλειτουργική οθόνη αφής τριών γραμμών δείχνει το βάρος, το ύψος και τον αυτόματα υπολογισμένο BMI.

seca 285:

Καθορισμός του βάρους και του ύψους – με μεγάλη ακρίβεια σε ένα μόνο βήμα.

Η ζύγιση και η μέτρηση του ύψους σε ένα μόνο βήμα είναι δυνατή με τη seca 285.

Η ζυγαριά διαθέτει υψηλή ικανότητα ζύγισης, έναν ρυθμιστή τοποθέτησης της πτέρνας και ένα σταθερό προστατευτικό κεφαλής με ενσωματωματωμένη Γραμμή Frankfurt seca για την ακριβή τοποθέτηση της κεφαλής του ασθενή. Επιπλέον, ο πλήρης σταθμός μέτρησης έχει δύο οθόνες ένδειξης. Η μία οθόνη είναι για την άμεση ανάγνωση του ύψους από το προστατευτικό της κεφαλής και η άλλη είναι μια πολυλειτουργική οθόνη αφής τριών γραμμών για την ταυτόχρονη ένδειξη του ύψους, του βάρους και του BMI. Επιπλέον, η ζυγαριά δείχνει τις μικρότερες αλλαγές στο βάρος με την λεπτομερή της διαβάθμιση 50-gram και μεταβιβάζει όλες τις μετρήσεις με την ασύρματη seca 360°.



Από 30 εκατοστά έως 300 κιλά – από την παιδιατρική έως τη γενική ιατρική.

Ένα βασικό πλεονέκτημα της seca 285 είναι η ευελιξία της. Είναι κατάλληλη για χρήση στην Παιδιατρική, την καρδιολογία και τη νεφρολογία. Όλοι μπορούν να ζυγιστούν και να μετρηθούν σ' αυτή τη ζυγαριά, από πολύ μικρά παιδιά έως πολύ βαριά άτομα έως 300 κιλά. Από το πολύ μεγάλο εύρος της ζυγαριάς καλύπτονται όλα τα ύψη μεταξύ 30 cm και 220 cm. Η ζυγαριά λειτουργεί με την ακλόνητη σταθερότητα της seca, χάρη στη γυάλινη πλατφόρμα, τη θέση πτέρνας και την ισχυρή ράβδο μέτρησης από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο.



Η μέτρηση του ύψους εμφανίζεται στην ένδειξη στο προστατευτικό κεφαλής.

Χρειάζεται μόνο η πίεση ενός πλήκτρο στην πολυλειτουργική οθόνη αφής για να αποστείλετε τις μετρήσεις σε έναν seca 360° ασύρματο εκτυπωτή PC. Δε χρειάζεται να ανησυχείτε για τα δακτυλικά αποτυπώματα – η οθόνη αφής καθαρίζεται πολύ εύκολα.

Από το βάρος έως το ύψος – από την κατανάλωση ενέργειας έως τον BMI.

Από την πρώτη φορά που ο χρήστης θα ζυγιστεί και θα μετρηθεί με τη seca 285, θα ευχαριστηθεί με το πεδίο τριών γραμμών στην πολυλειτουργική οθόνη αφής. Η λειτουργία της είναι εύκολη για τον χρήστη και η ένδειξή της με λευκό οπίσθιο φωτισμό διαβάζεται εύκολα με οποιοδήποτε φωτισμό. Με μια ματιά ο χρήστης μπορεί να δει το βάρος, το ύψος και τον αυτόματα υπολογισμένο BMI. Όταν εισαχθούν οι παράμετροι φύλου, ηλικίας και PAL (Επίπεδο Φυσικής Δραστηριότητας) με το πλήκτρο εισαγωγής, η ζυγαριά μπορεί να καθορίζει τον μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας και τη συνολική κατανάλωση ενέργειας και, με τη βοήθεια του 360° ασύρματου εκτυπωτή, να παράγει μια εκτύπωση. Ομοίως με τα εκατοστημόρια για παιδιά, τα οποία η εκτύπωση συγκρίνει με αποκοπή τιμών.



Η σταθερή γυάλινη πλατφόρμα με ενσωματωμένη θέση πτέρνας εγγυάται ακριβή αποτελέσματα μέτρησης και μια σταθερή θέση, ακόμη και σε μια αυτοτελή ζυγαριά στη μέση του δωματίου.


Χωρίς χαρτί και ασύρματη μεταβίβαση των μετρήσεων χωρίς σφάλματα.

Με την ασύρματη τεχνολογία seca 360° η seca 285 μπορεί να μεταβιβάζει ασύρματα αποτελέσματα στον προαιρετικό ασύρματο εκτυπωτή seca 360°. Με το λογισμικό seca analytics 105 με δυνατότητα δικτύωσης και τον ασύρματο προσαρμογέα seca 456, οι μετρήσεις μπορούν να λαμβάνονται από τον Η/Υ σας, να αναλύονται και να διατίθενται σε ένα υπάρχον σύστημα Ηλεκτρονικού Ιατρικού Αρχείου (EMR). Ως εκ τούτου η seca 285 είναι ένα EMR ολοκληρωμένο κύκλωμα και έτοιμη για ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία και όλες τις απαιτήσεις που φέρει το μέλλον μ' αυτά. Περισσότερα για την ενσωμάτωση EMR θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.seca.com.

seca 285

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ζυγαριά

- Ικανότητα: 300 kg
- Διαβάθμιση: 50 g < 150 kg > 100 g
- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 440 x 2.400 x 470 mm
- Διαστάσεις πλατφόρμας (ΠxΥxΒ): 440 x 60 x 470 mm
- Βάρος ζυγαριάς: 16 kg
- Τροφοδοσία: Τροφοδοτικό, μπαταρίες για το προστατευτικό κεφαλής
- Μεταβίβαση δεδομένων: seca 360° ασύρματη τεχνολογία
- Λειτουργίες: HOLD, auto-HOLD, auto-BMI, εκκαθάριση, μητέρα/παιδί, μετάβαση στην περιοχή ζύγισης
- Κατηγορία βαθμονόμησης: 
- Συμβατό σύστημα με: 360° ασύρματο εκτυπωτή προηγμένο seca 466, 360° ασύρματο εκτυπωτή seca 465, λογισμικό seca analytics 105, USB ασύρματος προσαρμογέα seca 456

Ράβδος μέτρησης

- Εύρος μέτρησης: 30 – 220 cm
- Διαβάθμιση: 1 mm
- Λειτουργίες προστατευτικού κεφαλής: HOLD, μηδενισμός καθοριζόμενος από το χρήστη, αυτόματη απενεργοποίηση

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τροποποιήσεις.

201128502010