

Smart emergenza – Smart crash cart


Carrelli specialistici - Specialized medical carts

Linea carrelli realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata e verniciata a fuoco. Piano di lavoro in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffio, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

La configurazione base prevede 4+1 cassetti ad estrazione totale, maniglione di spinta ergonomico, piano laterale estraibile, chiusura a chiave centralizzata con sigillo e 3 barre porta accessori. Alla base 4 ruote piroettanti antistatiche Ø 125 mm dotate di freno.

Medical carts composed of an electro-galvanized and fire-painted steel sheet frame. Worktop in technopolymer, scratch-proof, stain-resistant, self-extinguishing with 3 containment rims. Basic configuration includes 4 + 1 fully extractable drawers, ergonomic push handle, sliding side shelf and centralized lock with seal and 3 accessory bars. At the base 4 non-marking rubber wheels Ø 125 mm with brake.

- 1 Asta flebo regolabile in altezza.
Height adjustable IV pole.
- 2 Porta defibrillatore.
Defibrillator shelf.
- 3 Porta guanti - 3 misure.
Glove holder - 3 sizes.
- 4 Porta bombola.
Oxygen cylinder holder
- 5 Porta rifiuti.
Waste bin.
- 6 Ruote con freno.
Wheels with brake.
- 7 Cesto laterale.
Side basket.
- 8 Maniglione di spinta.
Push handle.
- 9 Tavola massaggio cardiaco.
CPR massage board.



Smart emergenza – Smart crash cart

Configurazioni carrelli - Cart configurations



Art. CF301 - EMERGENCY - UTILITY

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore rosso
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a sigillo
- Push handle
- Red colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized seal closure

Art. CF302 - EMERGENCY - BASIC

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore rosso
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a sigillo
- Kit 100 Sigilli
- Tavola massaggio cardiaco
- Asta flebo regolabile in altezza
- Push handle
- Red colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized seal closure
- 100 Seals kit
- CPR massage board
- Height adjustable IV pole



Art. CF303 - EMERGENCY - STANDARD

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore rosso
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a sigillo
- Kit 100 Sigilli
- Tavola massaggio cardiaco
- Asta flebo regolabile in altezza
- Porta bombola
- Porta defibrillatore
- Push handle
- Red colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized seal closure
- 100 Seals kit
- CPR massage board
- Height adjustable IV pole
- Oxygen cylinder holder
- Defibrillator shelf



Art. CF304 - EMERGENCY - HIGH

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore rosso
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a sigillo
- Kit 100 Sigilli
- Tavola massaggio cardiaco
- Asta flebo regolabile in altezza
- Porta bombola
- Porta defibrillatore
- Porta rifiuti
- Cesto laterale
- Porta guanti - 3 misure
- Push handle
- Red colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized seal closure
- 100 Seals kit
- CPR massage board
- Height adjustable IV pole
- Oxygen cylinder holder
- Defibrillator shelf
- Waste bin
- Side basket
- Glove holder - 3 sizes



DEGENZA
WARD

PEDIATRIA
PEDIATRICS

BARELLE
STRETCHERS

PARETI TECNICHE
TECHNICAL WALLS

AMBULATORIO
OUTPATIENT CLINIC

CARELLI
MEDICAL CARTS

ARREDO COMPLEM.
COMP. FURNITURE