

## Smart medicazione – Smart medication

Carrelli specialistici - Specialized medical carts

Linea carrelli realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata e verniciata a fuoco. Piano di lavoro in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffio, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

La configurazione base prevede 4+1 cassetti ad estrazione totale, maniglione di spinta ergonomico, piano laterale estraibile, chiusura a chiave centralizzata e 3 barre porta accessori. Alla base 4 ruote piroettanti antistatiche Ø 125 mm dotate di freno.

Medical carts composed of an electro-galvanized and fire-painted steel sheet frame. Worktop in technopolymer, scratch-proof, stain-resistant, self-extinguishing with 3 containing rims. The basic configuration includes 4 + 1 fully extractable drawers, ergonomic push handle, sliding side shelf and centralized key lock and 3 accessory bars. At the base 4 non-marking rubber wheels Ø 125 mm with brake.

- 1** Alzata posteriore con 10 cassetti basculanti.  
Rear dispenser with 10 tilting bins.
- 2** Porta taglienti.  
Sharps container.
- 3** Porta guanti - 3 misure.  
Glove holder - 3 sizes.
- 4** Porta rifiuti.  
Waste bin.
- 5** Ruote con freno.  
Wheels with brake.
- 6** Cesto laterale.  
Side basket.
- 7** Piano di lavoro estraibile.  
Sliding side shelf.
- 8** Maniglione di spinta.  
Push handle.



# Smart medicazione – Smart medication

Configurazioni carrelli - Cart configurations



**Art. CF101 - MEDICATION - UTILITY**

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore blu
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a chiave
- Push handle
- Blue colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized locking with key

**Art. CF102 - MEDICATION - BASIC**

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore blu
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a chiave
- Alzata posteriore con 5 cassetti basculanti
- Push handle
- Blue colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized locking with key
- Rear dispenser with 5 tilting bins



**Art. CF103 - MEDICATION - STANDARD**

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore blu
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a chiave
- Alzata posteriore con 5 cassetti basculanti
- Porta rifiuti
- Push handle
- Blue colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized locking with key
- Rear dispenser with 5 tilting bins
- Waste bin



**Art. CF104 - MEDICATION - HIGH**

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore blu
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a chiave
- Alzata posteriore con 10 cassetti basculanti
- Porta rifiuti
- Porta guanti - 3 misure
- Porta taglienti
- Cesto laterale
- Push handle
- Blue colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized locking with key
- Rear dispenser with 10 tilting bins
- Waste bin
- Glove holder - 3 sizes
- Sharps container
- Side basket



DEGENZA  
WARD

PEDIATRIA  
PEDIATRICS

BARELLE  
STRETCHERS

PARETI TECNICHE  
TECHNICAL WALLS

AMBULATORIO  
OUTPATIENT CLINIC

CARELLI  
MEDICAL CARTS

ARREDO COMPLEM.  
COMP. FURNITURE