

Smart terapia – Smart therapy

Carrelli specialistici - Specialized medical carts

Linea carrelli realizzata in lamiera di acciaio elettrozincata e verniciata a fuoco. Piano di lavoro in tecnopolimero autoestinguente, antimacchia e antigraffo, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

La configurazione base prevede 4+1 cassetti ad estrazione totale, maniglione di spinta ergonomico, piano laterale estraibile, chiusura a chiave centralizzata e 3 barre porta accessori. Alla base 4 ruote piroettanti antistatiche Ø 125 mm dotate di freno.

Medical carts composed of an electro-galvanized and fire-painted steel sheet frame. Worktop in technopolymer, scratch-proof, stain-resistant, self-extinguishing with 3 containing rims. The basic configuration includes 4 + 1 fully extractable drawers, ergonomic push handle, sliding side shelf and centralized key lock and 3 accessory bars. At the base 4 non-marking rubber wheels Ø 125 mm with brake.

- 1** Piano di lavoro superiore con bordo di contenimento su 3 lati.
Worktop with 3 side containment rims.
- 2** Porta cateteri.
Catheter holder.
- 3** Porta guanti - 3 misure.
Glove holder - 3 sizes.
- 4** Porta rifiuti.
Waste bin.
- 5** Ruote con freno.
Wheels with brake.
- 6** Cesto laterale.
Side basket.
- 7** Piano di lavoro estraibile.
Sliding side shelf.
- 8** Maniglione di spinta.
Push handle.



Smart terapia – Smart therapy

Configurazioni carrelli - Cart configurations



Art. CF201 - THERAPY - UTILITY

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore verde
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a chiave
- Push handle
- Green colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized locking with key

Art. CF202 - THERAPY - BASIC

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore verde
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a chiave
- Kit divisori per cassetti
- Push handle
- Green colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized locking with key
- Drawers divider kit



Art. CF203 - THERAPY - STANDARD

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore verde
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a chiave
- Kit divisori per cassetti
- Porta rifiuti
- Push handle
- Green colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized locking with key
- Drawers divider kit
- Waste bin



Art. CF204 - THERAPY - HIGH

- Maniglione di spinta
- Maniglie colore verde
- Piano di lavoro laterale estraibile
- 3 Barre porta accessori
- Chiusura centralizzata a chiave
- Kit divisori per cassetti
- Porta rifiuti
- Cesto laterale
- Porta cateteri
- Porta guanti - 3 misure
- Push handle
- Green colour handles
- Sliding side shelf
- 3 Accessory bars
- Centralized locking with key
- Drawers divider kit
- Waste bin
- Side basket
- Catheter holder
- Glove holder - 3 sizes

