



**Laerdal**<sup>®</sup>  
helping save lives



## Θεμελιώδης Παιδιατρική Εκπαίδευση

### Nursing Kid

Το Nursing Kid αναπαριστά ρεαλιστικά έναν εξάχρονο και είναι ιδανικό για την εκπαίδευση στη φροντίδα και τη διαχείριση παιδιών ασθενών. Το Nursing Kid σε συνδυασμό με το SimPad<sup>®</sup> επιτρέπει αληθοφανή προσομοίωση στα νοσηλευτικά προγράμματα εκπαίδευσης σε παιδιατρικά περιστατικά.



[www.vascomedical.gr](http://www.vascomedical.gr)

Επισκεφτείτε μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το NursingKid και το SimPad<sup>®</sup>



# Nursing Kid

## ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Εκκρίση υγρών απο μάτια και αυτιά (προσομοιούμενο)
- Κλινική φροντίδα ματιών, αυτιών μύτης και στόματος
- Πλύση στομάχου και διασωλήνωση
- Πλήρες εύρος κίνησης για ρεαλιστικό χειρισμό ασθενών
- Δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών επίδεσης και ντυσίματος καθώς και μεταφοράς.

## ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

- Εισαγωγή, εξασφάλιση και φροντίδα ενδοτραχειακών σωλήνων
- Εισαγωγή και αναρρόφηση στοματοφαρυγγικού και ρινοφαρυγγικού αεραγωγού
- Φροντίδα τραχειοστομίας και αναρρόφηση απο τραχεία
- Εισαγωγή φροντίδα και αφαίρεση σωλήνων NGI
- Πολλαπλές διαδικασίες χορήγησης οξυγόνου

## ΠΑΛΜΟΙ

- Δημιουργία χειροκίνητων καροτιδικών παλμών

## ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

- Εναλλάξιμα ανδρικά και γυναικεία όργανα με συνδετικές βαλβίδες και δεξαμενές ουροποιητικού και παχέος εντέρου

- Πλήρης ουροποιητικός καθετηριασμός
- Εξασφάλιση παντός φύσεως καθετήρων
- Μπορούν να εφαρμοστούν διαδικασίες κλύσματος

## IV/IM ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Αρθρωτό IV μπράτσο με δέρμα που μπορεί να αλλάξει και ρεαλιστικό σύστημα φλεβών που επιτρέπει τη περιφερική ενδοφλέβια φροντίδα
- Δυνατότητα φλεβοκέντησης προωλένια κοιλότητας και τη ράχης του χεριού
- Προσβάσιμες φλέβες συμπεριλαμβανομένων της μεσαίας, βασιλικής και κεφαλικής
- Δυνατότητα ενδομυϊκών ενέσεων (μηρού, δελτοειδή, γλουτιαίου)

## ΗΧΟΙ- SIMPAD® SYSTEM

- Καρδιακοί ήχοι συγχρονισμένοι με ΗΚΓ
- Αναγνωρίσιμοι ήχοι πνεύμονα συγχρονισμένοι με την αναπνοή 0 - 60 BPM
- Επιλογή ήχου στον ένα πνεύμονα
- Κανονικοί ή ανώμαλοι ήχοι του εντέρου
- Ηχοι Φωνής ήχοι απο υπολογιστή, απο μαγνητοφώνηση και ήχοι σε πραγματικό χρόνο απο τον εκπαιδευτή μέσω του ηχητικού συστήματος

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SIMPAD® SYSTEM

- Διασθητική οθόνη αφής για την εξ αποστάσεως εύκολη «pick up and play» εμπειρία
- Κινητή διδασκαλία οπουδήποτε
- Λειτουργία on-the-fly ή χρησιμοποίηση σεναρίων και θεμάτων για συνεχή εκπαίδευση προσομοίωσης
- Όλες οι δραστηριότητες, τα ζωτικά σημεία και οι παρατηρήσεις του εκπαιδευτή καταγράφονται σε αρχεία για περαιτέρω ανάλυση της εκπαίδευσης. Τα αρχεία μπορούν να αναλυθούν είτε στην συσκευή είτε σε Η/Υ
- Φόρτωση αυτομάτων σεναρίων μέσω διαδικτύου απο την πλατφόρμα SimStore

## MONITOR ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

- Monitor ασθενούς με οθόνη αφής για παρουσίαση των ζωτικών παραμέτρων του ασθενούς
- Η έγχρωμη οθόνη είναι ρυθμιζόμενη για να παρέχει πολλαπλές παραμέτρους προσομοίωσης, η κάθε μια απο τις οποίες ενεργοποιεί διαφορετικά επίπεδα συναγερμών
- Οι παράμετροι προσομοίωσης περιλαμβάνουν HR, ECG, SpO2, BP, RR, Θερμοκρασία και etCO2

Πληροφορίες Παγγελίας

350-05050 Nursing Kid

Περιλαμβάνει: Full Body (six year old) SimPad-Carable Manikin, Airway Lubricant, Simulated Blood, Hospital Gown, and Carry Case.

277-00001 Pediatric Wound Modules

200-30001 SimPad® System

Includes: SimPad, Link Box, 2 AC Power Supplies, Rechargeable Lithium-Ion Battery, Wrist Strap for SimPad, Manikin Strap for Link Box, Manikin Adapter Cable, SimPad Sleeve, USB Cable, Ethernet Cable and Directions for Use.

400-09201 Tablet Simulated Patient Monitor (11.5")

400-29301 All in One Simulated Patient Monitor (23" panel)

Διαθέσιμο σε 3 χρώματα:



## Λειτουργία

Το Nursing Kid ελέγχεται απο το SimPad® System και μπορεί να λειτουργήσει με ένα προαιρετικό μόνιτορ ασθενούς.



\*\* Το SimPad είναι απαραίτητο για τη λειτουργία και πωλείται ξεχωριστά



SimStore™

Πρόσβαση σε επικυρωμένο, τυποποιημένο περιεχόμενο από εμπειρογνώμονες του κλάδου

SimManager™

Μια σειρά από online εργαλεία που σας επιτρέπει την πλήρη βελτιστοποίηση ολόκληρης της λειτουργίας του κέντρου προσομοίωσης

SimView™

Μια λύση απολογισμού εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα αναλυτικής μελέτης των γεγονότων προσομοίωσης



Επισκεφτείτε το <https://medical.gr/laerdal.html> για περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν



**Laerdal®**  
helping save lives