

## Σπιρομέτρηση & Προστασία από Convid-19

Ο υψηλός επιπολασμός του covid-19 απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα στη χρήση των διαγνωστικών συσκευών, ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν στην αναπνευστική λειτουργία, όπως ένα σπιρόμετρο.

Τα φίλτρα σπιρομέτρου GVS χρησιμοποιούν ηλεκτροστατικά φορτισμένο υλικό που σταματά και παγιδεύει τα βακτήρια και τους ιούς με την υψηλότερη αποτελεσματική προστασία στην αγορά από τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Πολλές από τις αναφορές έδειξαν ότι τα φίλτρα GVS HMEF και HEPA χρησιμεύουν ως πλήρες φράγμα στα μολυσμένα σωματικά υγρά και έχουν επικυρωθεί για την απομάκρυνση μιας σειράς κλινικά σχετικών βακτηρίων και ιών, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό του ιού της γρίπης Α (H1N1: 0.08-0.12 (0.08 μm), του ιού της ηπατίτιδας C (0.8 μm), του αδενοϊού (0.07 μm), του κυτταρομεγαλοϊού (0.1 μm), του ορθομυξοϊού (0.12 μm) και του Mycobacterium της φυματίωσης (1,0 μm).

Τα COVID-2019, MERS-CoV και SARS-CoV είναι είδη Coronavirus και το μέγεθος τους κυμαίνεται από 0,06 έως 0,2 μm.

Επομένως, τα φίλτρα GVS ενδέχεται να αποτρέψουν και τους συγκεκριμένους ιούς.

Με προστασία κατά BFE 99,99999% και VFE 99,9998%, τα φίλτρα GVS αποτελούν την καλύτερη λύση για την προστασία των ασθενών, του προσωπικού και των οργάνων από τη μόλυνση.

Πραστατεύστε τους ασθενείς σας και τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας φίλτρα σπιρομέτρησης GVS.

**Κατάλληλα για όλους τους τύπους σπιρομέτρων.**