

Φαρμακείο Αυτοκινήτου Holthaus Mini Bag DIN 13164:2022



Υλικό: νυλον με φερμουάρ

Χρώμα: μπλε

Διαστάσεις: 22 x 15 x 8 cm

Περιεχόμενο: DIN 13164:2022-02 σε τυπωμένη σακούλα αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων 2 μασκών προσώπου, τουλάχιστον τύπου I σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14683

5 έτη διάρκεια ζωής των αποστειρωμένων υλικών από την ημερομηνία κατασκευής

Περιεχόμενο:

1. Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική): Επιμεταλλωμένη, τουλάχιστον 210 x 160 cm.
2. Λευκοπλάστης (Ρολό): 5m x 2,5cm.
3. Σετ 14 Τσιρότων: Διαφόρων μεγεθών.
4. Αποστειρωμένος Επίδεσμος (Μικρός): 6 x 8 cm.
5. Αποστειρωμένος Επίδεσμος (Μεσαίος): 8 x 10 cm.
6. Αποστειρωμένος Επίδεσμος (Μεγάλος): 10 x 12 cm.
7. Επίθεμα Εγκαυμάτων / Γάζα: 60 x 80 cm.
8. Κομπρέσες Πληγών: 10 x 10 cm (σε ζεύγη).
9. Ελαστικός Επίδεσμος (Στενός): 6 cm x 4 m.
10. Ελαστικός Επίδεσμος (Φαρδύς): 8 cm x 4 m.
11. Τριγωνικός Επίδεσμος: 96 x 96 x 136 cm.
12. Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών: Ατραυματικό (ειδικό για κοπή ρούχων/επιθέμων).
13. Γάντια μιας χρήσης: Ιατρικά, από βινύλιο ή νιτρίλιο.
14. Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού: Για το δέρμα.
15. Ιατρική Μάσκα: Τύπου IIR ή FFP2.
16. Έντυπο Οδηγιών: Για την παροχή πρώτων βοηθειών.
17. Προειδοποιητικό Τρίγωνο: Υψηλής ορατότητας
18. Γιλέκο Ασφαλείας: Ανακλαστικό γιλέκο υψηλής ευκρίνειας

Καταστήματα - Service

Αγ. Θωμά 22 – 11527 Αθήνα
Τηλ. 210 7473149 – athens@medical.gr

Μοναστηρίου 283 – 54628 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 500400 – thessaloniki@medical.gr

Σ.ΧΑΣΚΟΣ – Χ.ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΟΕ.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
Γ.Ε.Μ.Η 002119601000
ΑΦΜ: 084157763 – ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
www.medical.gr

Πωλήσεις – Service - Logistics

Ιπποκράτους 142 – 19004 Σπάτα
Τηλ. 210 6630520 – mail@medical.gr