

Φαρμακείο 3-σε-1 Αυτοκινήτου Heldenwerk Car First Aid Kit DIN 13164:2022



Υλικό: νηλον με φερμουάρ

Χρώμα: κόκκινο

Διαστάσεις: 25.6 x 14.6 x 6.9 cm

Περιεχόμενο: Περιεχόμενο απόλυτα σύμφωνο με το νεότερο πρότυπο DIN 13164:2022-02

Περιλαμβάνει επιπλέον των νομοθετικά απαιτούμενων 2 μάσκες Τεχνητής Αναπνοής για ΚΑΡΠΑ με αντεπίστροφη βαλβίδα.

3 έτη διάρκεια ζωής των αποστειρωμένων υλικών από την ημερομηνία κατασκευής

Περιεχόμενο:

1. Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική): Επιμεταλλωμένη, τουλάχιστον 210 x 160 cm.
2. Λευκοπλάστης (Ρολό): 5m x 2,5cm.
3. Σετ 14 Τσιρότων: Διαφόρων μεγεθών.
4. Αποστειρωμένος Επίδεσμος (Μικρός): 6 x 8 cm.
5. Αποστειρωμένος Επίδεσμος (Μεσαίος): 8 x 10 cm.
6. Αποστειρωμένος Επίδεσμος (Μεγάλος): 10 x 12 cm.
7. Επίθεμα Εγκαυμάτων / Γάζα: 60 x 80 cm.
8. Κομπρέσες Πληγών: 10 x 10 cm (σε ζεύγη).
9. Ελαστικός Επίδεσμος (Στενός): 6 cm x 4 m.
10. Ελαστικός Επίδεσμος (Φαρδύς): 8 cm x 4 m.
11. Τριγωνικός Επίδεσμος: 96 x 96 x 136 cm.
12. Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών: Ατραυματικό (ειδικό για κοπή ρούχων/επιθεμάτων).
13. Γάντια μιας χρήσης: Ιατρικά, από βινύλιο ή νιτρίλιο.
14. Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού: Για το δέρμα.
15. Ιατρική Μάσκα: Τύπου I κατά DIN EN 14683.
16. Έντυπο Οδηγιών: Για την παροχή πρώτων βοηθειών.
17. Προειδοποιητικό Τρίγωνο: Υψηλής ορατότητας, κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία ECE.
18. Γιλέκο Ασφαλείας: Ανακλαστικό γιλέκο υψηλής ευκρίνειας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20471 Class 2.

www.medical.gr

Πωλήσεις - Service - Logistics
Ιπποκράτους 142 - 19004 Σπάτα
Τηλ. 210 6630520 - mail@medical.gr