

Pesapersonas electrónica de piso con comprobación individual de agua y grasa corporal seca sensa 804



nuevo



Medición precisa de la composición corporal . Almacenamiento de datos individuales . Diseño elegante . Gran estabilidad . Fácil lectura . Ahorro de energía gracias a la desconexión automática

Para un fácil chequeo de la salud

El peso no es el único criterio importante a la hora de evaluar el estado de la salud, de fitness y de nutrición. La composición corporal también es un indicador importante. Por eso, la báscula seca sensa 804 no sólo mide el peso, sino también el contenido de agua (BW = bodywater) y grasa corporal (BF = bodyfat). Con estas funciones, responde a la creciente concienciación en cuanto al cuidado de la salud y su importancia; una toma de conciencia que también está aumentando el interés a nivel hogar en medir los contenidos de agua y grasa corporal.

Medición precisa de la composición corporal

La báscula electrónica seca sensa 804 mide la composición corporal individual del usuario con facilidad, rapidez y precisión. Los electrodos cromados de alta conductividad aseguran resultados exactos. La distribución de los electrodos en la plataforma se corresponde con la posición natural de los pies, de modo que el usuario no tendrá que adoptar ninguna postura específica.

Almacenamiento de datos individuales

El análisis del contenido de agua y grasa corporal se realiza teniendo en cuenta datos personales, tales como sexo, edad, talla y estado de fitness. La báscula dispone de cuatro memorias internas para la introducción de datos. Así, la báscula seca sensa 804 reconocerá automáticamente a cada usuario por su peso (con una tolerancia de ± 1 kg), y en cada medición de BW/BF se remitirá a los datos incorporados.

Diseño elegante

Los electrodos cromados dispuestos sobre una plataforma de pesaje sobria y redondeada realzan la suave elegancia de la báscula seca sensa 804. El área de teclado se encuentra por encima de la pantalla indicadora. Además de subrayar la sobriedad del diseño, esta ubicación evita el ensuciamiento de las teclas o alteraciones del pro-

grama por contacto involuntario de las teclas durante el proceso de medición.

Gran estabilidad y fácil lectura

El material plástico de la báscula seca sensa 804 se distingue por una gran solidez de superficie, que evita que su bella presencia se vea menoscabada por impactos y raspaduras normales. Fácil lectura con pantalla LCD de grandes cifras.

Ahorro de energía gracias a la desconexión automática

El ahorro de energía gracias a la desconexión automática y el bajo consumo de funcionamiento aseguran una larga vida útil y un mantenimiento reducido de la báscula seca sensa 804. Cuando sea necesario cambiar alguna vez la batería, la báscula lo advertirá con la antelación necesaria.



Datos técnicos

seca sensa 804

Capacidad: 150 kg

División: 100 g

Dimensiones (AxAxP): 315 x 44 x 300 mm

Altura de los caracteres: 20 mm

Peso: 1,3 kg

Alimentación: Baterías

Funciones: Auto-HOLD, medición BW/BF, conexión automática por contacto, conmutación kg/lbs/sts, desconexión automática