



ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μάσκα Cambridge είναι μια καλοσχεδιασμένη ασφαλής & όμορφη μάσκα (Μέσο Ατομικής Προστασίας), που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και διατίθεται σε μια σειρά σχεδίων και 5 μεγεθών για να ταιριάζει σε παιδιά και ενήλικες. Οι μάσκες διατίθενται σε Extra Small, Small, Medium, Large και Extra Large. Οι μάσκες Cambridge έχουν ένα ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης και μπαρέτες στο πηγούνι, ώστε να μπορείτε να σφίξετε και να χαλαρώσετε τη μάσκα για να επιτύχετε μια τέλεια σφράγιση.

Τα ανθρώπινα πρόσωπα έρχονται σε όλα τα διαφορετικά σχήματα και μεγέθη, τα οποία μπορούν να κάνουν τη σωστή εφαρμογή να αποτελεί πρόκληση. Ωστόσο, η λήψη προσεκτικών μετρήσεων είναι ένα ουσιαστικό βήμα κατά την επιλογή της μάσκας σας, καθώς η σωστή εφαρμογή είναι επιτακτική για τέλεια διήθηση.

Η μάσκα πρέπει να είναι κατάλληλη, χωρίς να αφήνει κενά που θα επιτρέπουν να διεισδύσει μη φιλτραρισμένος αέρας.

Προτεινόμενος τρόπος μέτρησης χρησιμοποιώντας μια μεζούρα.



Αυτό το μέσο μέτρησης είναι για όλες τις ηλικίες και συνιστούμε ανεπιφύλακτα αυτόν τον τρόπο για τον πολύ επακριβή τρόπο διασφάλισης της αγοράς σας.

Βήμα πρώτο




Χρησιμοποιώντας μια μεζούρα, μετρήστε από το μεσαίο σημείο της μύτης σας έως λίγο περισσότερο από 2.5cm κάτω από το πηγούνι σας. Αυτή είναι η αναφορά σας στον **πρώτο αριθμό (Α)** στο γράφημα των μεγεθών μας.

Βήμα δεύτερο



Μετρήστε από το εξωτερικό άκρο του αριστερού ζυγωματικού σας στο εξωτερικό άκρο του δεξιού σας στο ζυγωματικό για να βρείτε το σωστό πλάτος για τη μάσκα σας. Φροντίστε να προσθέσετε μερικά χιλιοστά στη μέτρησή σας για να αποφύγετε τη πολύ μικρή μάσκα. Αυτή είναι η αναφορά σας στον **δεύτερο αριθμό (B)** στο γράφημα των μεγεθών μας.

Dedicated to Health



MASK SIZES & MEASUREMENTS

Size		XS	S	M	L	XL
A	mm	120mm	140mm	150mm	170mm	175mm
	inch	4.7inch	5.5inch	5.9inch	6.7inch	6.8inch
B	mm	135mm	170mm	190mm	200mm	220mm
	inch	5.3inch	6.7inch	7.5inch	7.8inch	8.6inch
Weight						
min-max kg		6-10kg	11-32kg	33-64kg	65-89kg	90kg
min-max lbs		13.2-22lbs	24.2-70.5lbs	72.7-141lbs	143.3-196.2lbs	198.4lbs

SIGMA MEDICAL

Dedicated to Health