

HB 8870 - ECO Accu

D Diese Oszillosäge arbeitet schnell und zuverlässig ohne Netzleitung. Das macht das Handling noch einfacher und erweitert den Einsatzbereich. Die Stromversorgung erfolgt über einen Akku mit hoher Kapazität, der schnell wieder aufgeladen werden kann. Der Motor ist sehr leistungsstark und trennt auch dickere Gips- und Synthetikverbände mühelos in kürzester Zeit.

GB This oscillation saw works quickly and reliably without an electric cord. This makes handling even easier and the areas of usage are, as a result, increased. The power supply is provided by an accu with a larger capacity for quicker recharging. It has a high-performance motor and even cuts through and separates the thickest plaster and synthetic dressings within a short time.

F Cette scie oscillante travaille de manière rapide et fiable sans câble de réseau. Cela rend sa manipulation encore plus simple et élargit son champ d'utilisation. L'alimentation électrique est assurée par un accu haute capacité à recharge rapide. Très puissant, le moteur assure également la découpe de pansements en plâtre et en matière synthétique relativement épais dans les temps les plus courts.

E Esta sierra oscillo trabaja rápidamente y confiablemente sin dirección de red. Esto simplifica el manejo y extiende el radio de acción. El suministro eléctrico se efectúa por un acumulador con alta capacidad que se puede cargar rápidamente. El motor es muy potente y corta también vendajes de yeso y sintético gruesos sin esfuerzo en tiempo breve.

I Questa sega oscillante lavora veloce e senza corrente. Questo permette di usarla con più facilità. La sega si ricarica tramite un accu con grande capacità in un tempo breve.



Abgewinkelter Sägekopf
 Angled Saw Head
 La tête de la scie a un angle de 90°
 La cabeza de la sierra tiene un ángulo de 90°
 Testa angolata di 90°



Einfacher Wechsel des Akkus
 Accu can be easily changed
 Le change du accumulateur est facile
 El cambio del acumulador es fácil
 Sostituzione rapida delle batterie

Bauart / Mode / Type Tipo constructivo / Modello	HB 8870	HB 8870 (V)
Netzanschluss - Ladegerät Power supply - Charger connector Alimentation sur secteur - chargeur Conexión a la red - Conector del cargador Alimentatore di rete - caricabatteria	220-240 Volt 50/60 Hz	100-120 Volt 50/60 Hz
Stromart Current type Type de courant Tipo de corriente Tipo di corrente	+14,4 V DC	
Schwingungen Oscillations Oscillations Oscillaciones Oscillazioni	11000 - 18000 min ⁻¹	
Gewicht Weight Poids Peso Peso	0,97 kg ohne Akku - 1,55 kg mit Akku 0,97 kg without Accu - 1,55 kg with Accu 0,97 kg sans Accu - 1,55 kg avec Accu 0,97 kg sin Accu - 1,55 kg con Accu 0,97 kg senza Accu - 1,55 kg con Accu	
Geräuschpegel (A-bewertet) Noise level (A-graded) Niveau sonore (évalué A) Nivel de ruido (valoración A) Rumorosità	65 - 75 dB (A)	
	Schutzklasse Protection class Catégorie de protection Clas de protección Classe di protezione	III
Sicherheit Safety Sécurité Seguridad Sicurezza	Schutzart (IP) IP Code Protection (IP) Protección (IP) Codice IP	IP2X
	Nomen	ISO 9001:2000 ISO 13485:2003 93/42/EWG / 62/5/EWG EN 60601-1, IEC 60601-1 EN 60601-1-2, IEC 60601-1-2
Garantie / Warranty / Garantie Garantiá / Garanzia	18 Monate, months, mois, meses, mesi	
Lieferumfang Scope of deliver Étendue de la livraison Volumen de suministro Contenuto della confezione	1 x HB 8870 1 x HB 8876 1 x HB 8879	1 x HB 8896-01 1 x HB 8896-02 2 x E 8894-01
CE Konformität, CE conformity, Conformité CE, Conformidad CE, Conformità CE		