

HB 8874 - GOLD II Accu

D Die Stromversorgung dieser universellen Oszillosäge erfolgt über den Akku mit hoher Kapazität. So ist der mobile Einsatz und die perfekte Funktion der GOLD II Accu über einen langen Zeitraum gewährleistet.
Die Drehzahl des leistungsstarken Motors ist elektronisch geregelt und der Sanftanlauf schont das Getriebe und alle anderen mechanischen Teile.
Durch die Verwendung nur hochwertigster Materialien ist eine lange Lebensdauer der Säge garantiert.

GB The power supply of the universal Oscillo-Saw is provided by a high capacity storage battery. In this way, mobile use and perfect functioning of the GOLD II Accu are ensured over a long period.
The rotational speed of the high-performance motor is electronically regulated and a gradual start-up is gentle to the transmission and all other mechanical party.
By using only high-quality materials, a long life-span of the saw is guaranteed.

F L'alimentation électrique de cette scie oscillante universelle est assurée par un accumulateur haute capacité. Ainsi, les interventions mobiles et le parfait fonctionnement de la GOLD II Accu sont-ils assurés pendant une longue période de temps.
La vitesse de rotation du puissant moteur est gérée par une régulation électronique et le démarrage progressif ménage le mécanisme et tous les autres composants mécaniques.
La longue durée de vie de la scie est garantie par l'utilisation exclusive des matériaux de la plus haute qualité.

E El suministro eléctrico de esta sierra oscillo universal se efectua por un acumulador con alta capacidad. Así el uso móvil y la función perfecta de ORO II Accu están garantizado por un período largo.
El número de revoluciones del motor potente está regulado electrónicamente y la aceleración suave protege el engranaje y todos otros parciales mecánicos.
A través del uso de solo material de alta calidad un período largo de la sierra está garantizado.

I Questo modello, alimentato da una batteria ad alta capacità è versatile e garantisce una buona autonomia di lavoro per un lungo tempo. Il controllo elettronico della velocità del motore e l'avvio graduale sono stati introdotti anche in questo modello.



Einfacher Wechsel des Sägeblattes
Saw Blades can be easily changed
Simple change de la lame de scie
Cambio fácil de la hoja de sierra
Sistema rapido di sostituzione delle lame



Einfacher Wechsel des Akkus
Accu can be easily changed
Le change de l'accumulateur est facile
El cambio del acumulador es fácil
Sostituzione rapida delle batterie

Bauart / Mode / Type Tipo constructivo / Modello	HB 8874	HB 8874 (V)
Netzanschluss - Ladegerät Power supply - Charger connector Alimentation sur secteur - chargeur Conexión a la red - Conector del cargador Alimentatore di rete - caricabatteria	220-240 Volt 50/60 Hz	100-120 Volt 50/60 Hz
Stromart Current type Type de courant Tipo de corriente Tipo di corrente	+14,4 V DC	
Schwingungen Oscillations Oscillations Oscillaciones Oscillazioni	11000 - 18000 min ⁻¹	
Gewicht Weight Poids Peso Peso	1,12 kg ohne Akku - 1,80 kg mit Akku 1,12 kg without Accu - 1,80 kg with Accu 1,12 kg sans Accu - 1,80 kg avec Accu 1,12 kg sin Accu - 1,80 kg con Accu 1,12 kg senza Accu - 1,80 kg con Accu	
Geräuschpegel (A-bewertet) Noise level (A-graded) Niveau sonore (é valué A) Nivel de ruido (valoración A) Rumorosità	65 - 75 dB (A)	
	Schutzklasse Protection class Catégorie de protection Clas de protección Classe di protezione	III
Sicherheit Safety Sécurité Seguridad Sicurezza	Schutzart (IP) IP Code Protection (IP) Protección (IP) Codice IP	IP2X
	Nomen	ISO 9001:2000 ISO 13485:2003 93/42/EWG / 62/5/EWG EN 60601-1, IEC 60601-1 EN 60601-1-2, IEC 60601-1-2
Garantie / Warranty / Garantie Garantiá / Garanzia	18 Monate, months, mois, meses, mesi	
Lieferumfang Scope of deliver Étendue de la livraison Volumen de suministro Contenuto della confezione	1 x HB 8874 1 x HB 8876 1 x HB 8879	1 x HB 8895-02 1 x HB 8896-02 2 x E 8894-01
CE Konformität, CE conformity, Conformité CE, Conformidad CE, Conformità CE		