

## HB 8885 - TITANIUM II Accu

**D** Durch den Wegfall des lästigen Netzkabels ist diese Säge ideal für den mobilen Einsatz in der Orthoprothese. Der leistungsstarke Motor mit elektronischer Drehzahlregelung sowie das ergonomische Gehäuse garantieren ein ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten über einen langen Zeitraum. Die Stromversorgung erfolgt über einen schnell aufladbaren Akku mit hoher Kapazität (HB 8876 mit 3000 mAh für 40 Minuten Funktion).

**GB** By omitting the bothersome mains cable, this saw is ideal for mobile use in orthoprosthetics. The high-performance motor and ergonomic casing ensure fatigue-free and safe working over long periods. The power supply is provided by a quickly charging storage battery with high capacity (HB 8876 with 3000 mAh for 40 minutes of use).

**F** Grâce à l'absence de câble de réseau gênant, cette scie est idéale pour les interventions mobiles en ortho-prothèse. Le puissant moteur à régulation électronique de la vitesse ainsi que le boîtier ergonomique garantissent un travail sûr et sans fatigue pendant une longue période de temps. L'alimentation électrique est assurée par un accu haute capacité à recharge rapide (HB 8876 : 3000 mAh pour 40 minutes de fonctionnement).

**E** Por la eliminación del cable cargante esta sierra es ideal para el uso móvil en la ortopedia. El motor potente con su regulación de número de revoluciones electrónica así como la caja ergonómica garantizaron un trabajo fijo y infatigable por un lungo período. El suministro eléctrico se efectua por un acumulador cargable con alta capacidad (HB 8876 con 3000 mAh por una función de 40 minutos).

**I** Questo modello, alimentato da una batteria ad alta capacità (3000 mAh), è versatile e garantisce una buona autonomia di lavoro (40 min. circa).



Einfacher Wechsel des Akkus  
 Accu can be easily changed  
 Le change du accumulateur est facile  
 El cambio del acumulador es fácil  
 Sostituzione rapida delle batterie



Alle wichtigen Funktionsteile sind aus hochwertigen Materialien  
 All important functional parts are made of high-quality materials  
 Toutes les parts fonctionnelles sont de haute qualité  
 Todos los partes funcionales son de alta calidad  
 Materiale costruttivo di alta qualità

Bauart / Mode / Type Tipo constructivo / Modello	HB 8885	HB 8885 (V)
Netzanschluss - Ladegerät Power supply - Charger connector Alimentation sur secteur - chargeur Conexión a la red - Conector del cargador Alimentatore di rete - caricabatteria	220-240 Volt 50/60 Hz	100-120 Volt 50/60 Hz
<b>Stromart</b> Current type Type de courant Tipo de corriente Tipo di corrente	+14,4 V DC	
Schwingungen Oscillations Oscillations Oscillaciones Oscillazioni	11000 - 18000 min <sup>-1</sup>	
Gewicht Weight Poids Peso Peso	1,12 kg ohne Akku - 1,80 kg mit Akku 1,12 kg without Accu - 1,80 kg with Accu 1,12 kg sans Accu - 1,80 kg avec Accu 1,12 kg sin Accu - 1,80 kg con Accu 1,12 kg senza Accu - 1,80 kg con Accu	
Geräuschpegel (A-bewertet) Noise level (A-graded) Niveau sonore (évalué A) Nivel de ruido (valoración A) Rumorosità	65 - 75 dB (A)	
	Schutzklasse Protection class Catégorie de protection Clas de protección Classe di protezione	III
Sicherheit Safety Sécurité Seguridad Sicurezza	Schutzart (IP) IP Code Protection (IP) Protección (IP) Codice IP	IP2X
	Nomen	ISO 9001:2000 ISO 13485:2003 93/42/EWG / 62/5/EWG EN 60601-1, IEC 60601-1 EN 60601-1-2, IEC 60601-1-2
Garantie / Warranty / Garantie Garantiá / Garanzia	18 Monate, months, mois, meses, mesi	
Lieferumfang Scope of deliver Étendue de la livraison Volumen de suministro Contenuto della confezione	1 x HB 8885 1 x HB 8876 1 x HB 8879	1 x HB 8895-03 1 x HB 8896-03 2 x E 8894-01
CE Konformität, CE conformity, Conformité CE, Conformidad CE, Conformità CE		